



Registru de verificare a sondei

Probe thermometer check log

Unitate (Business): _____ Perioadă (Period): _____

0°C în apă cu gheață.

0°C in iced water.

100°C în apă clocotită.

100°C in boiling water.

Intervale acceptate: de la -1°C la +1°C și de la 99°C la 101°C.* Notează citirea reală, nu doar o bifă. Verifică la frecvența planificată și după orice deteriorare.

Frecvența verificării (Check frequency): _____ Marcă / ID sondă (Probe make / ID): _____

Data Date	ID sondă Probe ID	Apă cu gheață °C Iced water °C	Apă clocotită °C Boiling water °C	Admis / respins, acțiune și reverificare Pass / fail, action & recheck	Inițiale Initials

În afara intervalului? Nu mai folosi sonda pentru verificările de siguranță. Folosește o sondă de rezervă verificată și organizează calibrarea sau înlocuirea. Notează rezultatul.

*Punctul de fierbere scade odată cu altitudinea. Folosește punctul de fierbere local așteptat și indicațiile producătorului. Ai grijă la abur și la apa fierbinte.